



Descripción del artículo

Número de pedido	75.1337.505
Descripción del artículo	Vaso médico, volumen de trabajo máx.: 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, Ø orificio: 37 mm, verde, graduada, material: PP, 75 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Volumen de trabajo	30 ml

Dimensiones

Volumen nominal	30 ml
Diámetro	37 mm
Diámetro de la abertura	37 mm
Altura del producto	40 mm
Longitud del producto	40 mm
Longitud sin tapón	40 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Vaso médico, 30 ml, (LxØ): 40 x 37 mm, graduada,
PP, verde

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	3750
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	3750
unidades / caja	3750
unidades / pallet	180000
Profundidad de la caja	190 mm
Ancho de la caja	390 mm
Altura de la caja	390 mm
Volumen de la caja	0.0289 cbm
Peso del producto	0.0015 kg
Peso de la caja	6 kg
EAN de la caja interna	4038917127752
EAN de la caja	4042836002069

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

