



**Especificaciones del producto**  
**Vasos para orina, 100 ml, (ØxAI): 73 x 100 mm,**  
**PS, blanco**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	75.560.901
Descripción del artículo	Vasos para orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAI): 73 x 100 mm, blanco, material: PS

### Características del producto

Graduación	no
Volumen de trabajo	100 ml

### Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Diámetro	73 mm
Altura del producto	100 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-10-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



**Especificaciones del producto**  
**Vasos para orina, 100 ml, (ØxAI): 73 x 100 mm,**  
**PS, blanco**

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo	2500
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2500
unidades / pallet	90000
Volumen de la caja	0,0762 cbm
Peso del producto	0,0028 kg
Peso de la caja	8,16 kg
EAN de la caja interna	4038917318198
EAN de la caja	4038917318181

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-10-21

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**