



Descripción del artículo

Número de pedido	75.562.105
Descripción del artículo	Vaso con rosca, recogida y conservación de orina, volumen de trabajo máx.: 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, Ø orificio: 62 mm, transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, tapón: blanco, con etiqueta de seguridad, cierre montado, estéril, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de seguridad
Color impresión/etiqueta	blanco/rojo
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Volumen de trabajo	100 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Vaso con rosca, 100 ml, (ØxAl): 57 x 76 mm, PP,
con etiqueta de seguridad, transparente

Página 2

Dimensiones

Volumen nominal	100 ml
Volumen máx.	100 ml
Diámetro	57 mm
Diámetro de la abertura	62 mm
Altura del producto	76 mm
Longitud sin tapón	72 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	200
unidades / pallet	5600
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0155 kg
Peso de la caja	3.78 kg
EAN de la caja interna	4038917113632
EAN de la caja	4038917014052

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT