



Descripción del artículo

Número de pedido	75.9924.522
Descripción del artículo	Vaso médico, volumen de trabajo máx.: 50 ml, (ØxAI): 55 x 54 mm, transparente, graduada, material: PP

Características del producto

Graduación	sí
Ámbito de aplicación	Administración de medicamentos
Ejemplo de aplicación	Administración oral de medicamentos en forma de líquidos o comprimidos
Volumen de trabajo	50 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Volumen nominal	50 ml
Volumen máx.	50 ml
Diámetro	55 mm
Diámetro de la abertura	55,4 mm
Altura del producto	54 mm
Longitud del producto	54 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Vaso médico, 50 ml, (ØxAl): 55 x 54 mm,
graduada, PP

Página 2

Longitud sin tapón 55,4 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto Producto sanitario
Certificación CE CE
Libre de látex sí
Apirógeno no
Ficha de seguridad no

Presentación

Pedido mínimo 500
unidades / caja interna 500
unidades / caja 500
unidades / pallet 80000
Profundidad de la caja 271 mm
Ancho de la caja 224 mm
Altura de la caja 158 mm
Volumen de la caja 0,0099 cbm
Peso de la caja 3 kg
EAN de la caja interna 4038917352949
EAN de la caja 4038917352932

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-11-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT