



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	76.1340.560
Descripción del artículo	Tapa, para vaso para medicamentos de 30 ml, material: PE, blanco, recogida y conservación de orina, 75 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Ámbito de aplicación	recogida y conservación de orina
Ejemplo de aplicación	tapón para tubo de orina
Indicado para	vaso para medicamentos de 30 ml

### **Material y colores**

Material del producto	Polietileno (PE)
Color del producto	blanco
Color del cierre	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	3750
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	3750
unidades / caja	3750
unidades / pallet	90000
Profundidad de la caja	390 mm
Ancho de la caja	265 mm
Altura de la caja	590 mm
Volumen de la caja	0.061 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	3.64 kg
EAN de la caja interna	4038917127806
EAN de la caja	4042836007156

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

