




Especificaciones del producto
S-Sedivette® , 3,5 ml, cierre negra, (LxØ): 130 x 8 mm, con etiqueta de papel

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	06.1690.100
Descripción del artículo	S-Sedivette® , VSG, 4NC, preparación: Solución de citrato trisódico / tampón ácido cítrico, volumen nominal: 3,5 ml, (LxØ) con tapón: 146 x 8 mm, con etiqueta de papel, etiqueta/impresión: negra, cierre negra, código de color ISO, estéril, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Solución de citrato trisódico / tampón ácido cítrico
Concentración de la preparación	0,105 mol/l pH 5,5
Código de color	ISO
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de papel
Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	no
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de tapón	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	VSG

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Sedivette® , 3,5 ml, cierre negra, (LxØ): 130 x 8 mm, con etiqueta de papel

Página 2

Indicado para Sediplus® S 200/S 2000

Dimensiones

Volumen nominal	3.5 ml
Diámetro	8 mm
Longitud incluido el tapón	146 mm
Longitud sin tapón	130 mm
Longitud con tapón y émbolo	167 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	negra
Material de la membrana	goma
Material del tubo	Polipropileno (PP)
Material del pistón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA, ADR
Categoría de producto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	36000
Profundidad caja interior	143 mm
Ancho de la caja interior	171 mm
Altura de la caja interior	63 mm
Profundidad de la caja	333 mm
Ancho de la caja	303 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Sedivette® , 3,5 ml, cierre negra, (LxØ): 130 x 8 mm, con etiqueta de papel

Página 3

Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.0192 cbm
Peso del producto	0.0052 kg
Peso de la caja	3.29 kg
EAN de la caja interna	4038917133128
EAN de la caja	4038917024716

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-05-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT