



## Especificaciones del producto

Rotor de placas, para 2 tubos de Ø hasta 35 mm y 6 tubos de Ø hasta 20 mm y 6 tubos de Ø hasta 12,5 mm, para SARMIX® M2000

Página 1



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 92.180.611                                                                                                                 |
| Descripción del artículo | Rotor de placas, para 2 tubos de Ø hasta 35 mm y 6 tubos de Ø hasta 20 mm y 6 tubos de Ø hasta 12,5 mm, para SARMIX® M2000 |

### Características del producto

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Indicado para               | SARMIX® M2000 |
| Capacidad de almacenamiento | 2             |

### Pureza y certificación

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Con lotes             | no                                |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-01-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

Rotor de placas, para 2 tubos de Ø hasta 35 mm y  
6 tubos de Ø hasta 20 mm y 6 tubos de Ø hasta  
12,5 mm, para SARMIX® M2000

Página 2

### Presentación

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1             |
| unidades / caja interna | 1             |
| unidades / caja         | 10            |
| Volumen de la caja      | 0,0122 cbm    |
| Peso del producto       | 0,2009 kg     |
| Peso de la caja         | 2,21 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917101998 |
| EAN de la caja          | 4038917075756 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-01-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**