



### Descripción del artículo

Número de pedido	92.180.614
Descripción del artículo	Rotor de bloque, para 7 tubos de Ø hasta 28 mm, para SARMIX® M 2000, 1 unidades/caja

### Características del producto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidad de almacenamiento	7

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	10

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Rotor de bloque, para 7 tubos de Ø hasta 28 mm,**  
**para SARMIX® M 2000**

**Página 2**

Volumen de la caja	0.0122 cbm
Peso del producto	0.2009 kg
Peso de la caja	2.21 kg
EAN de la caja interna	4038917102025
EAN de la caja	4038917075787

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**