



Descripción del artículo

Número de pedido	92.180.615
Descripción del artículo	Rotor de bloque, para 40 tubos de Ø de hasta 8,5 mm (S-Sedivette®), para SARMIX® M 2000, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidad de almacenamiento	40

Pureza y certificación

Categoría de producto	no regulado
Certificación CE	sin marca CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	10
Volumen de la caja	0.0122 cbm
Peso del producto	0.2509 kg
Peso de la caja	2.71 kg
EAN de la caja interna	4038917102032
EAN de la caja	4038917074315

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

