



Descripción del artículo

Número de pedido	92.180.617
Descripción del artículo	Rotor de bloque, para 24 tubos de Ø hasta 17 mm (tubos de 15 ml), para SARMIX® M 2000, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidad de almacenamiento	24

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	10

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Rotor de bloque, para 24 tubos de Ø hasta 17 mm
(tubos de 15 ml), para SARMIX® M 2000

Página 2

Volumen de la caja	0.0122 cbm
Peso del producto	0.2299 kg
Peso de la caja	2.31 kg
EAN de la caja interna	4038917245906
EAN de la caja	4038917245890

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2024-03-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT