



### Descripción del artículo

Número de pedido	92.181.610
Descripción del artículo	Rotor, para 36 recipientes, para tubo de ensayo de Ø 10,8 mm

### Características del producto

Indicado para	tubo de ensayo de Ø 10,8 mm
Capacidad de almacenamiento	36

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	40
Volumen de la caja	0.0056 cbm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Rotor, para 36 recipientes, para tubo de ensayo**  
**de Ø 10,8 mm**

**Página 2**

Peso del producto	1.3595 kg
Peso de la caja	1.36 kg
EAN de la caja interna	4038917156233
EAN de la caja	4038917156226

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-23

Este documento ha sido preparado  
por el soporte informático EDP y es  
válido sin la firma.



**SARSTEDT**