



Descripción del artículo

Número de pedido 92.181.611
Descripción del artículo Rotor, para 22 recipientes

Características del producto

Capacidad de almacenamiento 22

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 40
Volumen de la caja 0,0052 cbm
Peso del producto 1,3595 kg
Peso de la caja 1,36 kg
EAN de la caja interna 4038917156257

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Rotor, para 22 recipientes

Página 2

EAN de la caja

4038917156240

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2022-01-20

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT