



Descripción del artículo

Número de pedido 92.181.612
Descripción del artículo Rotor, para 6 recipientes, para tubos Ø 28 mm

Características del producto

Indicado para tubos Ø 28 mm
Capacidad de almacenamiento 6

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 40
Volumen de la caja 0.0053 cbm
Peso del producto 1.3595 kg
Peso de la caja 1.36 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Rotor, para 6 recipientes, para tubos Ø 28 mm

Página 2

EAN de la caja interna 4038917156271
EAN de la caja 4038917156264

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT