



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1204
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 80 l, (LxAn): 1.120 x 700 mm, material: PP, transparente, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, sin impresión, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	sin impresión
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

Dimensiones

Ancho del producto	700 mm
Longitud del producto	1.120.00 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Bolsa para destrucción, 80 l, (LxAn): 1.120 x 700 mm, PP, transparente, sin impresión

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 150
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 150
unidades / pallet 3600
Profundidad de la caja 378 mm
Ancho de la caja 122 mm
Altura de la caja 810 mm
Volumen de la caja 0.0374 cbm
Peso del producto 0.0715 kg
Peso de la caja 11.3 kg
EAN de la caja interna 4038917085786
EAN de la caja 4038917004411

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

