




Descripción del artículo

Número de pedido	82.1972.800
Descripción del artículo	Peine de puntas, compatible con KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96, libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR, material: PP, 2 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Dimensiones

Diámetro	7.52 mm
Ancho del producto	85 mm
Altura del producto	41.85 mm
Longitud del producto	127.76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	20
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	2
unidades / caja	20
unidades / pallet	2160
Profundidad de la caja	308 mm
Ancho de la caja	223 mm
Altura de la caja	195 mm
Volumen de la caja	0.0134 cbm
Peso del producto	0.0543 kg
Peso de la caja	1.28 kg
EAN de la caja interna	4038917958080
EAN de la caja	4038917958097

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

