



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1972
Descripción del artículo	Placa Deep Well, 96 pocillo, 2,2 ml, compatible con KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator, cuña cónica, libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR, material: PP, Cavidades cuadradas, 4 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Indicado para	KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator
Forma del fondo	cuña cónica
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	1 µl - 2,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	2.2 ml
Volumen máx.	2.2 ml
Diámetro	7.52 mm
Ancho del producto	85 mm
Altura del producto	41.85 mm
Longitud del producto	127.76 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/ADNasa/ARNasa//inhibidores de PCR
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	24
unidades / pallet	2304
Profundidad de la caja	283 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	210 mm
Volumen de la caja	0.0159 cbm
Peso del producto	0.0848 kg
Peso de la caja	2.28 kg
EAN de la caja interna	4038917952477
EAN de la caja	4038917952484

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

