




Especificaciones del producto

Esterilla de obturación, para Deep Well
MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) y 1,2 ml
(82.1970.002 & 82.1971.002), (LxAn): 79 x 121 mm,
TPE, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1990.002
Descripción del artículo Esterilla de obturación, para Deep Well MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) y 1,2 ml (82.1970.002 & 82.1971.002), (LxAn): 79 x 121 mm, material: TPE, transparente, perforable, libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para Deep Well MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) y 1,2 ml (82.1970.002 & 82.1971.002)

Dimensiones

Ancho del producto 121 mm
Longitud del producto 79 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-24

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Esterilla de obturación, para Deep Well
MegaBlock® 0,5 ml (82.1969.002) y 1,2 ml
(82.1970.002 & 82.1971.002), (LxAn): 79 x 121 mm,
TPE, transparente

Material y colores

Material del producto	Elastómero termoplástico (TPE)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	250
unidades / pallet	5500
Profundidad de la caja	380 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	200 mm
Volumen de la caja	0.0213 cbm
Peso del producto	0.0144 kg
Peso de la caja	4.1 kg
EAN de la caja interna	4038917135023
EAN de la caja	4038917042048

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

