



Descripción del artículo

Número de pedido	95.2093
Descripción del artículo	Lámina, libre DNasa/RNasa, transparente, perforable, campo de aplicación: -80 - 120 °C

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Protección de la luz	no
Indicado para qPCR	no
Temperatura mínima	-80 °C
Temperatura máxima	120 °C

Dimensiones

Ancho del producto	75 mm
Longitud del producto	118 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza libre DNasa/RNasa
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 20
unidades / caja interna 20
unidades / caja 240
unidades / pallet 240
Volumen de la caja 0.0142 cbm
Peso del producto 0.012 kg
Peso de la caja 3 kg
EAN de la caja interna 4038917335706
EAN de la caja 4038917335690

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

