



Especificaciones del producto

Tapa, para placas ELISA y microtest en formato de 96 pocillos, PS, con anillos de condensación

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1584
Descripción del artículo	Tapa, para placas ELISA y microtest en formato de 96 pocillos, material: PS, con anillos de condensación, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Versión	con anillos de condensación
Indicado para	placas ELISA y microtest en formato de 96 pocillos

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
-----------------------	-------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

Tapa, para placas ELISA y microtest en formato de 96 pocillos, PS, con anillos de condensación

Página 2

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	100
unidades / pallet	11200
Profundidad de la caja	282 mm
Ancho de la caja	187 mm
Altura de la caja	235 mm
Volumen de la caja	0.0124 cbm
Peso del producto	0.0153 kg
Peso de la caja	1.86 kg
EAN de la caja interna	4038917087124
EAN de la caja	4038917005593

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT