



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 82.1586  
Descripción del artículo Lámina de sellado, para placas ELISA y microtest, material: acetato, transparente, autoadhesivo, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para placas ELISA y microtest

### **Material y colores**

Material del producto acetato  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	95 mm
Ancho de la caja	239 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0028 kg
Peso de la caja	3 kg
EAN de la caja interna	4038917087148
EAN de la caja	4038917005609

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

