



Descripción del artículo

Número de pedido 95.2093
Descripción del artículo Lámina, libre DNasa/RNasa, transparente, perforable, campo de aplicación: -80 - 120 °C

Características del producto

Tipo de cierre lámina
Protección de la luz no
Indicado para qPCR no
Temperatura mínima -80 °C
Temperatura máxima 120 °C

Dimensiones

Ancho del producto 75 mm
Longitud del producto 118 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza libre DNasa/RNasa

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 20

unidades / caja interna 20

unidades / caja 240

unidades / pallet 240

Volumen de la caja 0.0142 cbm

Peso del producto 0.012 kg

Peso de la caja 3 kg

EAN de la caja interna 4038917335706

EAN de la caja 4038917335690

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

