



Descripción del artículo

Número de pedido	71.9912.001
Descripción del artículo	Boquilla Breathalyser, longitud: 57 mm, transparente, material: PS, para prueba de alcoholemia en sangre

Características del producto

Ámbito de aplicación	prueba de alcoholemia en sangre
----------------------	---------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	26,65 mm
Altura del producto	8 mm
Longitud del producto	57 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Volumen de la caja	0,0834 cbm
Peso del producto	0,0044 kg
Peso de la caja	4,9 kg
EAN de la caja interna	4038917150446
EAN de la caja	4038917038157

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

