



Descripción del artículo

Número de pedido	71.9923.210
Descripción del artículo	Bandeja de pesaje, 250 ml, (LxAn): 128 x 128 mm, material: PVC, blanco, 100 unidades/bolsa

Dimensiones

Volumen nominal	250 ml
Volumen máx.	300 ml
Ancho del producto	128 mm
Longitud del producto	128 mm

Material y colores

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	28000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	238 mm
Volumen de la caja	0.0407 cbm
Peso del producto	0.005 kg
Peso de la caja	5.6 kg
EAN de la caja interna	4038917153645
EAN de la caja	4038917038225

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

