



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	71.9923.211
Descripción del artículo	Bandeja de pesaje, 5 ml, (LxAn): 35 x 35 mm, material: PVC, blanco, 200 unidades/bolsa

### **Dimensiones**

Volumen nominal	5 ml
Volumen máx.	8 ml
Ancho del producto	35 mm
Longitud del producto	35 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o no es un producto sanitario | IVD  
IVD

Número de lote o de serie      sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	308000
Volumen de la caja	0,0097 cbm
Peso del producto	0,0007 kg
Peso de la caja	1,6 kg
EAN de la caja interna	4038917153652
EAN de la caja	4038917038232

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

