



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 71.9923.211   |
| Descripción del artículo | Bandeja de pesaje, 5 ml, (LxAn): 35 x 35 mm, material:<br>PVC, blanco, 200 unidades/bolsa |

### **Dimensiones**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volumen nominal       | 5 ml  |
| Volumen máx.          | 8 ml  |
| Ancho del producto    | 35 mm |
| Longitud del producto | 35 mm |

### **Material y colores**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Material del producto | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Color del producto    | blanco                      |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 2000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 200           |
| unidades / caja         | 2000          |
| unidades / pallet       | 308000        |
| Profundidad de la caja  | 271 mm        |
| Ancho de la caja        | 158 mm        |
| Altura de la caja       | 224 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0096 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0007 kg     |
| Peso de la caja         | 1.6 kg        |
| EAN de la caja interna  | 4038917153652 |
| EAN de la caja          | 4038917038232 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

