



Especificaciones del producto
Bandeja de pesaje, 5 ml, (LxAn): 35 x 35 mm,
PVC, blanco

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 71.9923.211
Descripción del artículo Bandeja de pesaje, 5 ml, (LxAn): 35 x 35 mm, material:
PVC, blanco, 200 unidades/bolsa

Dimensiones

Volumen nominal 5 ml
Volumen máx. 8 ml
Ancho del producto 35 mm
Longitud del producto 35 mm

Material y colores

Material del producto Policloruro de vinilo (PVC)
Color del producto blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-08-08

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	200
unidades / caja	2000
unidades / pallet	308000
Profundidad de la caja	271 mm
Ancho de la caja	158 mm
Altura de la caja	224 mm
Volumen de la caja	0.0096 cbm
Peso del producto	0.0007 kg
Peso de la caja	1.6 kg
EAN de la caja interna	4038917153652
EAN de la caja	4038917038232

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

