



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 86.290 |
| Descripción del artículo | Colector de líquido tisular, longitud: 112 mm, material: PP, tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo, embudo: HD-PE, para la obtención de jugo de carne para el diagnóstico de salmonellas, 250 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------------|---|
| Versión | tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo |
| Ámbito de aplicación | para la obtención de jugo de carne para el diagnóstico de salmonellas |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|--------|
| Diámetro de la abertura | 40 mm |
| Longitud del producto | 112 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Colector de líquido tisular, longitud: 112 mm, PP,
tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Libre de látex sí

Ficha de seguridad no

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 500

Tipo de embalaje bolsa

unidades / caja interna 250

unidades / caja 500

unidades / pallet 12000

Profundidad de la caja 398 mm

Ancho de la caja 398 mm

Altura de la caja 415 mm

Volumen de la caja 0.0657 cbm

Peso del producto 0.0095 kg

Peso de la caja 5.45 kg

EAN de la caja interna 4038917081085

EAN de la caja 4038917035620

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-04-27

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT