



Descripción del artículo

Número de pedido	95.813.001
Descripción del artículo	Dispensador, material: PS, tapa montado

Características del producto

Forma del fondo	fondo plano
-----------------	-------------

Dimensiones

Diámetro del fondo	81 mm
Diámetro de la tapa	83 mm
Diámetro de la abertura	81 mm
Longitud del producto	110 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	blanco
Material de cierre	Poliestireno (PS)
Color del cierre	blanco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	35
unidades / caja interna	35
unidades / caja	35
unidades / pallet	1260
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm
Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0623 kg
Peso de la caja	2.77 kg
EAN de la caja interna	4038917121644
EAN de la caja	4038917074797

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

