



### **Descripción del artículo**

Número de pedido 92.184.555  
Descripción del artículo Tapón, LC 6, neutro, para Soporte de tubos

### **Características del producto**

Indicado para Soporte de tubos

### **Material y colores**

Color del producto neutro

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD no es un producto sanitario | IVD  
Número de lote o de serie no

### **Presentación**

Pedido mínimo 1  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 60  
unidades / pallet 19440  
Profundidad de la caja 268 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**Tapón, LC 6, neutro, para Soporte de tubos**

**Página 2**

Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0051 cbm
Peso del producto	0,0039 kg
Peso de la caja	0,43 kg
EAN de la caja interna	4038917102483
EAN de la caja	4038917073257

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-06-14

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**