



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1840.002
Descripción del artículo	Cubreobjetos, para células adherentes, Ø: 13 mm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Indicado para	placas de 6, 12 y 24 pocillos
Tipo de célula	células adherentes
Tipo de tratamiento de la superficie	Tratadas para TC
Codificar color	rojo

Dimensiones

Diámetro	13 mm
----------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Politereftalato de etileno (PET), glicol modificado (PET-G)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización Irradiación gamma
Apirógeno sí
No citotóxico sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 200
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 200
unidades / caja 2000
unidades / pallet 288000
Profundidad de la caja 310 mm
Ancho de la caja 144 mm
Altura de la caja 335 mm
Volumen de la caja 0.015 cbm
Peso del producto 0.0003 kg
Peso de la caja 1.8 kg
EAN de la caja interna 4038917134057
EAN de la caja 4038917025393

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

