



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3990.025
Descripción del artículo	Tapón de rosca, para frasco para cultivo celular T-25, tapón roscado de 2 posiciones, sin filtro, rojo, TC Tested, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón roscado de 2 posiciones
Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	frasco para cultivo celular T-25
Filtro	no

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del producto	rojo
Color del cierre	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	100
unidades / pallet	16800
Profundidad de la caja	288 mm
Ancho de la caja	218 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0094 cbm
Peso del producto	0.0019 kg
Peso de la caja	0.57 kg
EAN de la caja interna	4038917359924
EAN de la caja	4038917359917

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

