



Especificaciones del producto

Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no
citotóxico, 1 unidades/blíster

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1251.001
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml, color de la codificación: amarillo, material: PS, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	1 ml
Codificar color	amarillo

Dimensiones

Diámetro	4 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto

**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no
citotóxico, 1 unidades/blíster**

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización Irradiación gamma
Apirógeno sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 54000
Profundidad de la caja 420 mm
Ancho de la caja 250 mm
Altura de la caja 290 mm
Volumen de la caja 0.0323 cbm
Peso del producto 0.0044 kg
Peso de la caja 5.01 kg
EAN de la caja interna 4038917127158
EAN de la caja 4038917021067

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT