




Especificaciones del producto
Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, 25 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1251.025
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml, color de la codificación: amarillo, material: PS, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	amarillo
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	1 ml
Codificar color	amarillo

Dimensiones

Diámetro	4 mm
Longitud del producto	270 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 1 ml,
estéril, 25 unidades/bolsa**

Página 2

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación gamma
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 1000
unidades / pallet 108000
Profundidad de la caja 413 mm
Ancho de la caja 250 mm
Altura de la caja 150 mm
Volumen de la caja 0.0155 cbm
Peso del producto 0.0033 kg
Peso de la caja 3.94 kg
EAN de la caja interna 4038917127165
EAN de la caja 4038917021074

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT