




**Especificaciones del producto**  
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml,**  
**estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no**  
**citotóxico, 1 unidades/blíster**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 86.1252.001                                                                                                                                                                |
| Descripción del artículo | Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml, color de la codificación: verde, material: PS, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster |

**Características del producto**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Color impresión/etiqueta | verde                  |
| Graduación               | sí                     |
| Versión                  | con punta, con algodón |
| Volumen de trabajo       | 2 ml                   |
| Codificar color          | verde                  |

**Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diámetro              | 6 mm   |
| Longitud del producto | 270 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Pipeta serológica, con punta, con algodón, 2 ml,**  
**estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no**  
**citotóxico, 1 unidades/blíster**

**Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Color del producto    | transparente      |

**Pureza y certificación**

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD                      |
| Estándar de pureza    | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización        | Irradiación gamma                                      |
| Apirógeno             | sí                                                     |
| Con lotes             | sí                                                     |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1000          |
| Tipo de embalaje        | blíster       |
| unidades / caja interna | 100           |
| unidades / caja         | 1000          |
| unidades / pallet       | 54000         |
| Profundidad de la caja  | 420 mm        |
| Ancho de la caja        | 250 mm        |
| Altura de la caja       | 290 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0323 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0044 kg     |
| Peso de la caja         | 5.03 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917127196 |
| EAN de la caja          | 4038917021081 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto.  
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su  
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin  
notificación previa.

