




Especificaciones del producto
Pipeta serológica, con punta, con algodón, 25 ml,
estéril, 20 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1685.020
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 25 ml, color de la codificación: rojo, material: PS, estéril, 20 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	rojo
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	25 ml
Codificar color	rojo

Dimensiones

Diámetro	15 mm
Longitud del producto	345 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	20
unidades / caja	200
unidades / pallet	10800
Profundidad de la caja	413 mm
Ancho de la caja	250 mm
Altura de la caja	270 mm
Volumen de la caja	0.0279 cbm
Peso del producto	0.0152 kg
Peso de la caja	3.61 kg
EAN de la caja interna	4038917133029
EAN de la caja	4038917040785

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

