



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6001.054
Descripción del artículo	miniPERM [®] , Gradilla, para Biorreactor miniPERM [®] , no esterilizable en autoclave, 4 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	Biorreactor miniPERM [®]
---------------	-----------------------------------

Material y colores

Material del producto	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Color del producto	blanco

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	no es un producto sanitario IVD
Número de lote o de serie	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	4
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	4
unidades / caja	24
unidades / pallet	672
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0,0597 cbm
Peso del producto	0,085 kg
Peso de la caja	3,7 kg
EAN de la caja interna	4038917254786
EAN de la caja	4038917254779

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

