



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 94.6001.055                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción del artículo | miniPERM® , módulo de producción classic, Compartimento de cultivo celular, para la producción de proteínas, virus y biomasa, para células en suspensión, volumen del módulo de productos: 35 ml, no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa |

**Características del producto**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de cierre       | tapón de rosca                                   |
| Versión              | para células en suspensión                       |
| Ámbito de aplicación | para la producción de proteínas, virus y biomasa |
| Tipo de célula       | células de suspensión                            |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Volumen del módulo de producción | 35 ml  |
| Diámetro                         | 102 mm |
| Altura del producto              | 37 mm  |

Material y colores

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Material del producto               | Policarbonato (PC)       |
| Material de cierre                  | Polipropileno (PP)       |
| Material de la membrana de diálisis | Acetato de celulosa (CA) |

Pureza y certificación

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD                      |
| Estándar de pureza    | estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico |
| Esterilización        | Irradiación con electrones                             |
| Apirógeno             | sí                                                     |
| No citotóxico         | sí                                                     |
| Con lotes             | sí                                                     |

Presentación

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 4             |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 4             |
| unidades / caja         | 24            |
| unidades / pallet       | 480           |
| Profundidad de la caja  | 498 mm        |
| Ancho de la caja        | 364 mm        |
| Altura de la caja       | 310 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0562 cbm    |
| Peso del producto       | 0.1414 kg     |
| Peso de la caja         | 5.13 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917385619 |
| EAN de la caja          | 4038917385596 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

