



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6001.094
Descripción del artículo	miniPERM® , Kit de inicio de apoyo, accesorios para inoculación, toma de muestras y obtención, para Biorreactor miniPERM® , no esterilizable en autoclave, componentes del kit: 8 x jeringa desechables 50 ml, 20 x jeringa desechables 2 ml, 8 x tubo de llenado, 20 x aguja, 6 x cierre de membrana, 1 x soporte miniPERM® , 1 unidades/bolsa

Características del producto

Ámbito de aplicación	accesorios para inoculación, toma de muestras y obtención
Indicado para	Biorreactor miniPERM®

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.



Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	96
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.481 kg
Peso de la caja	0.93 kg
EAN de la caja interna	4038917254939
EAN de la caja	4038917254922

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

