



### Descripción del artículo

Número de pedido	94.6001.153
Descripción del artículo	miniPERM <sup>®</sup> , Módulo nutriente, para Módulo de producción miniPERM <sup>®</sup> , esterilizable en autoclave hasta 121 °C, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	tapón de rosca
Indicado para	Módulo de producción miniPERM <sup>®</sup>
Volumen de trabajo	350 ml - 450 ml
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### Dimensiones

Volumen nominal	400 ml
Diámetro	102 mm
Altura del producto	129 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	4
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	4
unidades / caja	24
unidades / pallet	480
Profundidad de la caja	498 mm
Ancho de la caja	364 mm
Altura de la caja	310 mm
Volumen de la caja	0.0562 cbm
Peso del producto	0.1208 kg
Peso de la caja	4.74 kg
EAN de la caja interna	4038917254991
EAN de la caja	4038917254984

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

