



### Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.037
Descripción del artículo	miniPERM® , Tapón de rosca, para Módulo nutriente miniPERM® , no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### Características del producto

Indicado para	Módulo nutriente miniPERM®
---------------	----------------------------

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
-----------------------	--------------------

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





**Especificaciones del producto**  
**miniPERM® , Tapón de rosca, para Módulo**  
**nutriente miniPERM®**

**Página 2**

Número de lote o de serie      sí

**Presentación**

Pedido mínimo	16
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	16
unidades / caja	64
unidades / pallet	2304
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	253 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0,0221 cbm
Peso del producto	0,0081 kg
Peso de la caja	1,2 kg
EAN de la caja interna	4038917255776
EAN de la caja	4038917255769

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2021-06-14

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**