



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.135
Descripción del artículo	Cánula Luer, (ØxL): 25G x 16 mm, color de la codificación: naranja, 1 unidades/blíster, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas

Características del producto

Codificar color	naranja
Producto de seguridad	no
Conexión	Luer (h)

Dimensiones

Diámetro exterior de la aguja	25 G / 0,5 mm
Longitud de la aguja	16 mm

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Esterilización por gas

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Apirógeno sí
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 100
Tipo de embalaje blíster
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1200
unidades / pallet 129600
Profundidad de la caja 383 mm
Ancho de la caja 193 mm
Altura de la caja 190 mm
Volumen de la caja 0,014 cbm
Peso del producto 0,0011 kg
Peso de la caja 1,8 kg
EAN de la caja interna 4038917255899
EAN de la caja 4038917255882

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

