



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	94.6077.135
Descripción del artículo	miniPERM® , Cánula Luer, para Biorreactor miniPERM® , Luer (h), no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Indicado para	Biorreactor miniPERM®
Conexión	Luer (h)

### **Material y colores**

Material del producto	acero inoxidable
-----------------------	------------------

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Presentación**

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1200
unidades / pallet	129600
Profundidad de la caja	383 mm
Ancho de la caja	193 mm
Altura de la caja	190 mm
Volumen de la caja	0.014 cbm
Peso del producto	0.0011 kg
Peso de la caja	1.8 kg
EAN de la caja interna	4038917255899
EAN de la caja	4038917255882

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

