



Descripción del artículo

Número de pedido	65.386.002
Descripción del artículo	Plaquetas de codificación, para tubos CryoPure, rojo, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	tubos CryoPure

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	3000
unidades / pallet	972000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	0.68 kg
EAN de la caja interna	4038917106153
EAN de la caja	4038917077750

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

