



Descripción del artículo

Número de pedido	72.379.007
Descripción del artículo	Tubo CryoPure, 2 ml, tubo: PP, tapa roscada QuickSeal, cierre montado, HD-PE, violeta, rosca exterior, volumen nominal: 1,8 ml, Cryo Performance Tested, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	tapa roscada QuickSeal
Tipo de cierre	tapón de rosca
Rosca interna o externa	rosca exterior
Volumen de trabajo	1,8 ml
Tipo de recipiente	Tubo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen nominal	1.8 ml
Volumen máx.	2 ml
Diámetro	12.65 mm
Longitud del producto	46.7 mm
Longitud sin tapón	39.8 mm

Material y colores

Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	violeta
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Cryo Performance Tested
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	104000
Profundidad caja interior	293 mm
Ancho de la caja interior	183 mm
Altura de la caja interior	118 mm
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	378 mm
Altura de la caja	135 mm
Volumen de la caja	0.0305 cbm
Peso del producto	0.002 kg
Peso de la caja	5.14 kg
EAN de la caja interna	4038917106061

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo CryoPure, 2 ml, tapa roscada QuickSeal,
violeta

Página 3

EAN de la caja

4038917080590

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT