



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 72.383.992  |
| Descripción del artículo | Tubo CryoPure, 5 ml, tubo: PP, tapa roscada QuickSeal, cierre montado, HD-PE, mix de colores, rosca exterior, volumen nominal: 4,5 ml, Cryo Performance Tested, 25 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión          |
| Color impresión/etiqueta | blanco                 |
| Graduación               | sí                     |
| Tapón                    | tapa roscada QuickSeal |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca         |
| Rosca interna o externa  | rosca exterior         |
| Volumen de trabajo       | 4,5 ml                 |
| Tipo de recipiente       | Tubo                   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volumen nominal       | 4.5 ml   |
| Volumen máx.          | 5 ml     |
| Diámetro              | 12.65 mm |
| Longitud del producto | 90.7 mm  |
| Longitud sin tapón    | 83.8 mm  |

### **Material y colores**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Material de cierre | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre   | mix de colores                       |
| Material del tubo  | Polipropileno (PP)                   |

### **Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | Cryo Performance Tested    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Apirógeno             | sí                         |
| No citotóxico         | sí                         |
| Con lotes             | sí                         |

### **Presentación**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Pedido mínimo              | 250           |
| Tipo de embalaje           | bolsa         |
| unidades / caja interna    | 250           |
| unidades / caja            | 1000          |
| unidades / pallet          | 52000         |
| Profundidad caja interior  | 293 mm        |
| Ancho de la caja interior  | 183 mm        |
| Altura de la caja interior | 118 mm        |
| Profundidad de la caja     | 598 mm        |
| Ancho de la caja           | 378 mm        |
| Altura de la caja          | 135 mm        |
| Volumen de la caja         | 0.0305 cbm    |
| Peso del producto          | 0.0038 kg     |
| Peso de la caja            | 5.04 kg       |
| EAN de la caja interna     | 4038917228510 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo CryoPure, 5 ml, tapa roscada QuickSeal,**  
**mix de colores**

**Página 3**

EAN de la caja

4038917228503

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**