



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3901.300
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 60 x 15 mm, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células exigente adherente
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	22.1 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	5 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

Diámetro	60 mm
Altura del producto	15 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	332 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0.0419 cbm
Peso del producto	0.0079 kg
Peso de la caja	5 kg
EAN de la caja interna	4038917338165
EAN de la caja	4038917338158

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

