


Especificaciones del producto Placa de cultivo celular de, (ØxAl): 60 x 15 mm, superficie: Cell+

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 83.3901.300

Descripción del artículo Placa de cultivo celular de, (ØxAl): 60 x 15 mm, material:

PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapa superior encajada
Tipo de célula células exigente adherente

Forma del fondo Diseño SUREGrip

Superficie crecimiento 22.1 cm²
Volumen de trabajo 5 ml
Tipo de recipiente Placa
Codificar color amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Placa de cultivo celular de, (ØxAl): 60 x 15 mm, superficie: Cell+

Página 2

Dimensiones

Diámetro 60 mm Altura del producto 15 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Material de cierre Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza TC Tested

Esterilización Irradiación gamma

Apirógeno sí No citotóxico sí Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 10 unidades / caja 500 unidades / pallet 12000 Profundidad de la caja 332 mm Ancho de la caja 332 mm Altura de la caja 380 mm Volumen de la caja 0.0419 cbm Peso del producto 0.0079 kg

Peso de la caja 5 kg

EAN de la caja interna 4038917338165 EAN de la caja 4038917338158

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

