



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3910.500
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-25, material: PS, superficie: Suspensión, para células de suspensión, color de la codificación: verde, tapón roscado de 2 posiciones, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón roscado de 2 posiciones
Tipo de célula	células de suspensión
Superficie crecimiento	25 cm ²
Volumen de trabajo	7 ml - 12,5 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	verde

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	6000
Profundidad de la caja	602 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0835 cbm
Peso del producto	0.0172 kg
Peso de la caja	7.5 kg
EAN de la caja interna	4038917337779
EAN de la caja	4038917337762

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

