

# Especificaciones del producto Frasco de cultivo celular, T-25, superficie: Suspensión, Tapón de filtro

Página 1



### Descripción del artículo

Número de pedido 83.3910.502

Descripción del artículo Frasco de cultivo celular, T-25, material: PS, superficie:

Suspensión, para células de suspensión, color de la codificación: verde, Tapón de filtro, TC Tested, 10

unidades/bolsa

### Características del producto

Tapón Tapón de filtro

Tipo de célula células de suspensión

Superficie crecimiento 25 cm<sup>2</sup>

Volumen de trabajo 7 ml - 12,5 ml

Tipo de recipiente frasco Codificar color verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-25

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT** 



# Especificaciones del producto Frasco de cultivo celular, T-25, superficie: Suspensión, Tapón de filtro

Página 2

### Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Material de cierre Polietileno (PE)

Color del cierre verde

#### Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza TC Tested

Esterilización Irradiación gamma

Apirógeno sí No citotóxico sí Con lotes sí

#### Presentación

Pedido mínimo 300 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 10 unidades / caja 300 unidades / pallet 6000 Profundidad de la caja 602 mm Ancho de la caja 408 mm Altura de la caja 340 mm Volumen de la caja 0.0835 cbm Peso del producto 0.0172 kg Peso de la caja 7.51 kg

EAN de la caja interna 4038917337809 EAN de la caja 4038917337793

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

