




**Especificaciones del producto**  
**Placa de cultivo celular, 96 pocillo, superficie:**  
**Estándar, fondo redondo**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 83.3925  
Descripción del artículo Placa de cultivo celular, 96 pocillo, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, fondo redondo, TC Tested, 1 unidades/blíster

**Características del producto**

Etiqueta/ Impresión con etiqueta de plástico  
Tipo de cierre tapa superior encajada  
Tipo de célula células adherentes  
Forma del fondo fondo redondo  
Número de pocillos 96  
Tipo de recipiente Placa  
Codificar color rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-28

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Dimensiones**

Volumen máx.	0.31 ml
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	16.55 mm
Longitud del producto	127.8 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	3200
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0212 cbm
Peso del producto	0.0498 kg
Peso de la caja	3.19 kg
EAN de la caja interna	4038917338790
EAN de la caja	4038917338783

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

